

Skrócony przewodnik użytkownika

Uwaga: Szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania Analizatora biochemicznego Catalyst One* znajdują się w *Instrukcji obsługi analizatora biochemicznego Catalyst One* firmy IDEXX*.

Elementy analizatora Catalyst One*



- Boczne drzwiczki
- Kontrolka stanu LED
- Przycisk uruchamiania/zasilania
- Kontrolka blokady
- Szuflada na próbki[†]
- Szuflada na odpady


Końcówki do pipet
Inne materiały eksploatacyjne zawierające odczynniki



- Separator krwi pełnej
- Pojemnik na próbkę
- Slajdy/zestawy typu CLIP
- Albo w skrócie: odczynniki PHBR pojemniki do automatycznego rozcieńczenia

[†]Zdjęcie szuflady na próbki (po prawej stronie) ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie wszystkie materiały eksploatacyjne należy załadować podczas jednej analizy (na przykład nigdy nie ładuj jednocześnie separatora krwi pełnej i pojemnika na próbkę).

Wymagana objętość próbki



Napełnij do poziomu najniższej linii na separatorze (0,7 ml [700 µl]).

Krew pełna

Wymagana minimalna objętość próbki różni się w zależności od liczby analizowanych slajdów/parametrów.[‡]

Surowica/osocze/mocz

[‡]W przypadku analizy Chem 17 CLIP i elektrolitów zalecana objętość próbki wynosi 300 µl.

Analizowanie próbki

1. Wprowadź informacje na temat próbki w stacji IDEXX VetLab*.
2. Umieść slajdy i próbkę w szufladzie na próbki.
3. Zamknij szufladę na próbki i naciśnij przycisk Start (Rozpocznij) na analizatorze.

Rozcieńczanie

Analizator Catalyst One umożliwia automatyczne rozcieńczanie próbek (analizator sam miesza próbkę i rozcieńczalnik) oraz ręczne rozcieńczanie próbek (rozcieńczenia należy przeprowadzić poza analizatorem). **Nie należy rozcieńczać próbek poddawanych badaniu w kierunku stężenia amoniaku, fenobarbitalu, fruktozaminy, całkowitego T₄, SDMA, progesteronu, kwasów żółciowych albo elektrolitów.**

Przeprowadzanie kontroli jakości

1. Naciśnij ikonę **Catalyst One** na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab.
2. Naciśnij przycisk **Maintenance** (Konserwacja), a następnie wybierz opcję **Quality Control** (Kontrola jakości).
3. Wybierz wykorzystywany numer serii kontroli jakości, a następnie wybierz opcję **Run QC** (Przeprowadź kontrolę jakości).
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować i przeprowadzić kontrolę jakości.

Czyszczenie elementów wewnętrznych (co miesiąc)

1. Naciśnij ikonę **Catalyst One** na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab.
2. Naciśnij przycisk **Maintenance** (Konserwacja), a następnie przycisk **Clean** (Wyczyść) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - a. Otwórz boczne drzwiczki analizatora.
 - b. Podnieś pokrywę karuzeli, magnes znajdujący się w zielonym uchwycie przymocuje ją do wnętrza analizatora.
 - c. Wyjmij karuzelę.
 - d. Przy użyciu wacika nasączonego alkoholem zapewnionego przez IDEXX wytrzyj pierścień inkubatora i okienko optyczne.
 - e. Wyczyść płytkę referencyjną na karuzeli.
 - f. Przy użyciu suchej chusteczki do optyki wytrzyj do sucha okienko optyczne i płytkę referencyjną.
 - g. Włóż karuzelę i opuszczaj pokrywę karuzeli do momentu, gdy usłyszysz kliknięcie, a następnie zamknij boczne drzwiczki.
 - h. Naciśnij przycisk **Gotowe**.

